

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/formax-eco-formierz-prozniowy-p-641.html>

FORMAX ECO - formierz próżniowy



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 1 919,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TFU135 |
| Producent | ROKO |

Opis produktu

FORMAX jest urządzeniem przeznaczonym do podciśnieniowego formowania szyn wybielających, relaksacyjnych, ochronnych, łyżek indywidualnych i aparatów ortodontycznych. Stolik zaciskowy dostosowany do płytek okrągłych o średnicy od 120 — 130 mm oraz kwadratowych o boku 120 —135 mm. Dzięki swoim walorom technicznym i estetycznym doskonale sprawdza się zarówno w laboratorium jak i w gabinecie stomatologicznym.

Charakterystyka urządzenia:

- **wydajna turbina** zapewnia maksymalną skuteczność pracy. siła podciśnienia umożliwia skutecznie formowanie płyt o grubości nawet 6 mm
- **promiennik** gwarantuje równomierne rozgrzewanie płyty na całej powierzchni
- **uniwersalna komora** umożliwia użycie płytki jak i granulatu do blokowania podciśnienia
- **czujnik położenia ramki** automatycznie uruchamia start podciśnienia
- **obrotowy uchwyt** modułu grzejnego ułatwia mocowanie i uwalnianie płytki z zacisku
- **estetyczna obudowa** wykonana z tworzywa epoksydowego, jest trwała i łatwa w utrzymaniu w czystości. Stabilizację zapewniają nóżki - przyssawki
- **zacisk ramki** stabilnie mocuje płytki o grubości od 0,3mm do 6mm

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

www.rokodent.pl

Parametry techniczne:

- moc - 1400 W
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 315 x 210 x 300 mm
- waga - 5,5 kg