

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodont.com/fornax-t-p-491.html>



## FORNAX T

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>ODU451</b>
------------------	---------------

Producent	<b>BEGO</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Przy temperaturze odlewania do 1550 °C nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu stopów dentystycznych (za wyjątkiem tytanu).

#### Zalety:

- Moc grzania indukcyjnego do szybkiej, czaso oszczędnej pracy;
- Przyjazny w stosowaniu panel obsługi z ekranem i klawiszami dotykowymi;
- Wysoka rezerwa mocy przy niewielkim poborze prądu jedynie 16 Amperów;
- Chłodzenie poprzez bezpośrednie podłączenie do dopływu i odpływu wody lub do agregatu obiegowego;
- Przełącznik stopni ogrzewania dla ceramicznych lub grafitowych tygli do topienia;
- Bardzo szybkie nastawianie na różne wielkości muf odlewniczych za pomocą prostego mechanizmu;
- Prosty przyrząd do tarowania dla różnych ciężarów muf za pomocą przesuwanego przeciwcieżaru;
- Ochrona środowiska dzięki automatycznemu zamknięciu wody chłodzącej przy biegu jałowym.