

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 18:50

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/forplast-3-0-mm-soft-pink-10-szt-plytki-do-termoformowania-p-773.html>



FORPLAST 3,0 mm SOFT Pink (10 szt.) - płytki do termoformowania

Cena	70,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TFM150
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

Płytki do termoformowania
Płytki kolorowa różowa miękka:

- grubość - 3,0 mm
- średnica - 130 mm

Przeznaczenie:

- Ochraniacze łuków zębowych i ust dla sportowców
- Szyny relaksacyjne