

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/geyzer-naczynko-do-wosku-p-855.html>



## GEYZER - naczynko do wosku

Cena **656,50 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **MDU217**

### Opis produktu

Geyser przeznaczony jest do topienia wosku w pracowniach protetyki stomatologicznej. Charakteryzuje się małymi wymiarami zewnętrznymi przy zachowaniu dużej pojemności zbiorniczka. Zbiorniczek wykonany jest z aluminium dzięki czemu ma doskonałą przewodność cieplną i umożliwia szybkie nagrzewanie wosku. Naczynko posiada mikroprocesorowy sterownik temperatury gwarantujący, że wahania temperatury będą minimalne a grubość czapeczki powtarzalna. Temperatura wyświetlana jest na wyświetlaczu cyfrowym a foliowa klawiatura służy do zmiany wartości temperatury zadanej. Urządzenie posiada klapkę osłaniającą wosku w czasie gdy nie jest wykorzystywane.