

Dane aktualne na dzień: 02-08-2026 01:11

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/gluceram-klej-do-ceramiki-p-108.html>

## GLUCERAM - klej do ceramiki



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>37,30 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>CRA105</b>     |
| Producent        | <b>ROKO S.C.</b>  |

### Opis produktu

**GLUCERAM** zawiera zastrzeżoną formułę, ekstremalnie czystego kleju ceramicznego, odpornego na temperaturę do 1350 C. Skleja tragerek z osadzoną na nim pracą co umożliwia bezpieczny transport pracy do pieca i jej stabilizację podczas spiekania. Już nigdy spadające podczas napalania porcelany korony i mosty nie będą problemem dla techników - ceramistów. Skutecznie mocuje mosty, półmosty, korony, licówki i wkłady koronowe wykonane zarówno na podbudowie pełnoceramicznej jak i metalowej.

Pojemność - 5 ml