

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 17:25

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/gumka-lamelowa-smooth-pink-p-1222.html>



Gumka lamelowa SMOOTH Pink

Cena	29,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEA185

Opis produktu

Gumka dedykowana do obróbki końcowej prac wykonanych z tworzyw termoplastycznych.

Gumka lamelowa **Smooth Pink**, tworzy idealną powierzchnię do końcowego polerowania na wysoki połysk. Kształt ostro zakończonych płomyka idealnie pasuje do przestrzeni międzyzębowej.

Gumka tworzy nieskazitelną powierzchnię i stanowi ostatni krok przed nałożeniem wysokiego połysku.

Zalecana prędkość pracy 8.000 ÷ 20.000 obr/min.

Najkorzystniejsze efekty pracy uzyskuje się przy niskich prędkościach.

Gradacja: bardzo delikatna, wysoki połysk

Wymiary: Ø 5,6/13 mm.