

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 17:25

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/gumka-lamelowa-smooth-yellow-p-1221.html>



Gumka lamelowa SMOOTH Yellow

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena | 29,90 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TEA173 |

Opis produktu

Gumka dedykowana do obróbki końcowej prac wykonanych z tworzyw termoplastycznych.

Gumka lamelowa **Smooth Yellow**, delikatnie i precyzyjnie dopasowuje się nawet do trudno dostępnych miejsc, przygotowując powierzchnię specjalnie do końcowego polerowania na najwyższym poziomie.

Kształt ostro zakończony płomyka idealnie pasuje do przestrzeni międzyzębowej.

Zalecana prędkość pracy 8.000 ÷ 20.000 obr/min.

Najkorzystniejsze efekty pracy uzyskuje się przy niskich prędkościach.

Gradacja: delikatna

Wymiary: Ø 5,6/13 mm.