

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/handy-700-mikrosilnik-protetyczny-p-83.html>



HANDY 700 - mikrosilnik protetyczny

Cena	2 828,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBU080
Producent	SAEYANG MICROTECH

Opis produktu

Seria silników HANDY jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ze względu na charakter pracy wymagają mobilności regulatora. Regulatory posiadają uchwyt do przenoszenia oraz czytelne wyświetlacze. Parametry i zalety silnika identyczne jak w MULTI 600. Modele HANDY mogą być wyposażone w silniki bezszczotkowe lub szczotkowe.

Przystosowany do pracy ciągłej bez przegrzewania
Wysoka moc - 230 W i moment obrotowy 7,9 Ncm
Płynna regulacja prędkości od 0 do 50.000 obr/min
Niski poziom wibracji i hałasu.
Przenośny regulator z wyświetlaczem
Pedał z płynną regulacją obrotów
System TWIST-LOCK - wymiana frezu jednym ruchem
Pyłoszczelna i ergonomiczna obudowa rączki
Wybór kierunku obrotów prawe/lewe
Funkcje:
automatyczna regulacja obrotów
ochrona przed przegrzaniem
wysoka moc przy niskich obrotach
autodiagnoza i informacja o problemach

Przeznaczenie:
technika dentystyczna
stomatologia, kosmetyka - bez ograniczeń

UWAGA

Ze względu na wysoką jakość i związaną z tym popularność silników MARATHON, produkty te są podrabiane w krajach azjatyckich.

Firma ROKO - oficjalny importer produktów SAEYANG MARATHON z Korei Płd. ostrzega potencjalnych klientów przed zakupem silników MARATHON z nieoficjalnych źródeł. Tylko oryginalne produkty gwarantują wysoką jakość pracy i trwałość urządzenia. Firmy ROKO i SAEYANG nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane podróbkami sprzedawanymi pod marką MARATHON.