

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/hotty-naczynko-do-wosku-p-530.html>



HOTTY - naczynko do wosku

Cena	646,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MDU487
Producent	RENFERT

Opis produktu

Doskonały kształt, ergonomiczny projekt.

Zalety:

- klawiatura foliowa chroni elementy obsługi przed zanieczyszczeniami;
- łatwe czyszczenie;
- garnek powrotny wosku: poprzez wyboczenie brzegów zbiornika następuje powrót wosku.

Regulacja temperatury przebiega komfortowo i bezstopniowo poprzez potencjometr.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230 V/50Hz,
- Moc: 25 W;
- Zakres temperatur 60-110 °C;
- Wymiary: 9,0 x 9,8 x 6,5 cm;