

ROTO

OBCINARKI DO MODELI



ROTO ECO



ROTO PRO

ROTO PRO



The logo for ROKO dental systems, featuring a stylized globe icon followed by the word 'roko' in a bold, lowercase font.

dental systems

Obcinarki ROTO są prostymi urządzeniami do obróbki gipsu, jednak ich konstrukcja jest oparta na zaawansowanej technologii, wykorzystującej materiały nierdzewne i tworzywa sztuczne.

BEZPIECZEŃSTWO

- Masywna osłona tarczy chroni użytkownika przed odłamami gipsu.
- Elektromagnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwia niekontrolowany start.
- Sztywne podparcie tarczy zabezpiecza ją przed pęknięciem.
- Nóżki – przyssawki gwarantują stabilne umocowanie na podłożu.

TECHNOLOGIA

- Wszystkie elementy obcinarek ROTO wykonane są z materiałów odpornych na korozję: stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i tworzyw sztucznych, które gwarantują długą żywotność urządzenia.
- Dynamicznie wyważane tarcze zapewniają pracę bez drgań.
- Możliwość zainstalowania tarczy diamentowej do pracy „na sucho”.
- Obudowa z laminatu poliestrowego jest estetyczna i trwała.

PRACA

- Bezszczotkowe silniki, dysponują wysokim momentem obrotowym i mocą do 800 W.
- Opcjonalny elektrozawór automatycznie steruje przepływem wody.
- Stolik wykonany jest ze stali nierdzewnej, posiada możliwość regulacji kąta nachylenia.
- Wielopunktowy system splukiwania tarczy skutecznie oczyszcza tarczę z gipsu.

ROTO ECO

są opcją dla techników poszukujących ekonomicznych rozwiązań, zostały tak przemyślane aby zagwarantować skuteczność, prostotę i wytrzymałość urządzeń przy zachowaniu niskiej ceny.

ROTO PRO

są urządzeniami najwyższej klasy, od 15 lat pracują w setkach laboratoriów. Mocne, szybkie w pracy, trwałe a przy tym estetyczne. Wyróżniają się wysokim współczynnikiem odporności na korozję i obciążenia mechaniczne. Łączą w sobie nowoczesne technologie i design z bezkompromisową realizacją zadań do jakich zostały stworzone.

OSŁONA DO POLERKI

wykonana jest z tworzywa i wyposażona w uchylną szybkę. W tylnej ścianie znajduje się przyłącze wyciągu. Dostosowana do większości polerek.

OSŁONA TARCZY



DANE TECHNICZNE	ROTO	
	ECO	PRO
Wysokość	350 mm	370 mm
Szerokość	330 mm	330 mm
Głębokość	400 mm	500 mm
Obroty	2800 obr/min	2800 obr/min
Moc	400 W	400/600/800 W
Średnica tarczy	250 mm	250 mm
Napięcie znamionowe	230V/50Hz	230V/50Hz
Waga	17 kg	17 kg

Roko
P O L S K A

ul. Bór 177
42-200 Częstochowa

tel./fax +48 34 369 78 21
tel. +48 34 365 93 51
tel. kom. +48 602 296 468

e-mail: rokodental@vp.pl

www.rokodent.pl