

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:17

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/koncowka-do-topienia-degussa-p-56.html>

## KOŃCÓWKA DO TOPIENIA Degussa



|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>400,00 zł</b> |
|------|------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>ODA053</b> |
|------------------|---------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Producent | <b>DEGUDENT</b> |
|-----------|-----------------|

### Opis produktu

Służy do topienia stopów dentystycznych płomieniem propan- butan/tlen. Płomień generowany przez końcówkę ma kształt obręczy dzięki czemu ułatwia równomierne rozgrzewanie stopu.

Temperaturę na końcu palnika można regulować pokrętkami na rękojeści, zwiększając lub zmniejszając proporcje mieszanki gazów propan-butan / tlen.

Maksymalną temperaturę płomienia jaką można uzyskać to **ok. 2800 °C**.

Po odkręceniu końcówki z dyszą można nałożyć **nakładkę i końcówki do lutowania**, ponieważ gwinty nasadek są zintegrowane.