

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/krzeslo-laboratoryjne-sk01-p-819.html>



Krzesło laboratoryjne SK01

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZLM023

Opis produktu

Obrotowe krzesło laboratoryjne.
Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu.
Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Podstawa z poliamidu z włóknem szklanym na kółkach.
Krzesło wyposażone w podłokietniki.
Siedziska i oparcia spełniają wymagania higieniczne potwierdzone atestem higienicznym Państwowego Zakładu Higieny

- Zakres regulacji wysokości siedziska: 40 ÷ 58 cm
- Skok kolumny/siłownika: 24 ÷ 42 cm
- Wymiary siedziska (szer. x gł.): 43 x 44 cm
- Wymiary oparcia (szer. x wys.): 36 x 41 cm
- Waga - 10,5 kg