

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/krzeslo-laboratoryjne-sk02-p-820.html>



Krzesło laboratoryjne SK02

Cena	729,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZLM024

Opis produktu

Obrotowe krzesło laboratoryjne.
Antypoślizgowe siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu.
Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
Podstawa z poliamidu z włóknem szklanym na kółkach.
Krzesło bez podłokietników.
Wyposażone w podnóżek chromowany (bez regulacji wysokości)
Siedziska i oparcia spełniają wymagania higieniczne potwierdzone atestem higienicznym Państwowego Zakładu Higieny

- Zakres regulacji wysokości siedziska: 55 ÷ 74 cm
- Skok kolumny/siłownika: 24 ÷ 42 cm
- Wymiary siedziska (szer. x gł.): 41 x 41 cm
- Wymiary oparcia (szer. x wys.): 37 x 24 cm
- Waga - 10,8 kg