

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/krzeslo-laboratoryjne-z-podlokiem-knp01-p-1260.html>

## Krzesło laboratoryjne z podłokietnikiem KNP01



Cena	<b>590,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 3-7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ZLM029</b>

### Opis produktu

Obrotowe krzesło laboratoryjne przeznaczone do pracy w laboratorium oraz ośrodkach medycznych.

Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwe w czyszczeniu. Materiał odporny na płyny dezynfekujące, środki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne.

Podstawa krzesła to wytrzymałe tworzywo sztuczne (poliamid).

- Wymiary siedziska (szer x wys): 400 x 420 mm,
- Wymiary oparcia: 400 x 290 mm
- Kolor siedziska i oparcia: czarny
- Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 140 mm w zakresie 440 - 580 mm
- Podstawa krzesła o średnicy 500 mm, wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
- Mechanizm CPT który łączy siedzisko z oparciem, umożliwia regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwala podnosić oparcie, oraz dopasować odległość w jakiej znajduje się oparcie od siedziska.
- Możliwość wymiany kół na stabilne stopy – regulacja w zakresie 390-530 mm
- Podłokietniki typu golf poprawiające komfort pracy
- Siedziska i oparcia spełniają wymagania higieniczne potwierdzone atestem higienicznym Państwowego Zakładu Higieny