

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 10:57

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/licznik-godzin-pracy-indukcyjny-p-1105.html>



LICZNIK GODZIN PRACY INDUKCYJNY

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DEA006

Opis produktu

Pomaga kontrolować interwały czasowe pracy promienników UV-C i pilnować czynności związanych z ich wymianą co 9.000 godzin. W przypadku sterylizatorów dwufunkcyjnych zaleca się instalację dwóch osobnych liczników zliczających czas pracy indywidualnie dla promienników wewnętrznych oraz zewnętrznych.