

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:41

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/lubress-500-ml-nowa-formula-p-213.html>



LUBRESS 500 ml - nowa formuła

Cena	70,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM204
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

LUBRESS jest smarem w aerozolu, bezbarwny, bezwonny, nie zawiera rozpuszczalnika.

Właściwości - preparat po rozpyleniu, wytwarza na powierzchni naboju cienką powłokę smarującą, zwiększającą jego poślizg, działa antyprzyczepnie. Ma bardzo dobre właściwości adhezyjne oraz konserwujące.

Zastosowanie - nadaje się do stosowania we wszystkich urządzeniach służących do wtrysku tworzyw dentystycznych.

Sposób użycia - przed użyciem wstrząsnąć, po czym natrykiwać boczną powierzchnię walcową naboju z odległości około 10 cm, tuż przed jego włożeniem do komory grzewczej wtryskarki.

Okres gwarancji - 36 miesięcy od daty produkcji

Pojemność - 500 ml