

Dane aktualne na dzień: 13-07-2026 00:03

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/luk-twarzowy-elite-p-769.html>

Łuk twarzowy ELITE



Cena	1 706,90 zł
------	--------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	GPA101
------------------	---------------

Producent	BIO ART
-----------	----------------

Opis produktu

Łuk twarzowy jest instrumentem do rejestracji pozycji szczęki pacjenta w stosunku do głów stawowych, stawu skroniowo-żuchwowego oraz przeniesienia tej relacji do artykulatora.

Główną cechą tego modelu jest transfer montażowy do mocowania odlewów w artykulatorze. Transfer umieszczany jest na dolnej ramce artykulatora na specjalnej bazie montażowej eliminującej potrzebę montowania całego łuku twarzowego na artykulatorze, dzięki czemu rejestracja pacjenta i przeniesienie tej relacji na artykulator jest niezwykle proste, precyzyjne i solidne, a stabilność znacznie większa.

Profesjonalny łuk twarzowy może być stosowany we wszystkich artykulatorach po zastosowaniu transferu i akcesoriów dodatkowych.