

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:54

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/luk-twarzowy-mestra-semi-p-776.html>



Łuk twarzowy MESTRA SEMI

Cena **303,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **GPA102**

Producent **BIO ART**

Opis produktu

Łuk twarzowy jest instrumentem do rejestracji pozycji szczęki pacjenta w stosunku do głów stawowych, stawu skroniowo-żuchwowego oraz przeniesienia tej relacji do artykulatora.

Model ten jest prosty i łatwy w użyciu. Wyposażony w ręcznie dokręcane nakrętki mocujące widelec, eliminujące konieczność użycia niewygodnych kluczy. W tym modelu przenoszenie relacji szczęki pacjenta w stosunku do jego głów stawowych skroniowo-żuchwowych do artykulatora, odbywa się poprzez zamontowanie całego łuku twarzowego na górnej ramce artykulatora.