

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/marathon-mat-300a-turbina-protetyczna-p-711.html>



Marathon MAT-300A turbina protetyczna

Cena	2 979,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBU099
Producent	SAEYANG MICROTECH

Opis produktu

Marathon MAT - 300A z prostnicą turbinową powietrzną o wysokiej precyzji, doskonale nadaje się do dokładnego opracowywania ceramiki oraz cyrkonu.

Dane Techniczne:

Unit:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 182 x 103 x 110 mm

Waga - 1150 g

Sterownik nożny:

Wymiary (wys. x śr.) - 142 x 39 mm

Waga - 720 g

Prostnica:

Wymiary (dł. x śr.) - 142 x 22 mm

Tuleja zaciskowa - 1,6 mm

Waga - 104 g

Prędkość max. - 300.000 obr/min

Ciśnienie robocze: 3 - 5 bar

Zużycie powietrza: 40 l/min