

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/marathon-mat-300w-turbina-protetyczna-p-712.html>

## Marathon MAT-300W turbina protetyczna



Cena	<b>3 726,90 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OBU100</b>
Producent	<b>SAEYANG MICROTECH</b>

### Opis produktu

Marathon MAT - 300W z prostnicą turbinową powietrzną o wysokiej precyzji, doskonale nadaje się do dokładnego opracowywania ceramiki oraz cyrkonu. System chłodzenia wodą zmniejsza tworzenie się ciepła na opracowywanym materiale i zapobiega w ten sposób odpryskiwaniu gorących cząstek. Mechanizm przeciwpływu zapobiega przedostawaniu się pozostałości do prostnicy, przez co zwiększa się trwałość turbiny.

#### **Dane Techniczne:**

##### Unit:

Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 214 x 148 x 192 mm

Pojemność zbiornika na wodę - 170 ml

Waga - 3200 g

##### Sterownik nożny:

Wymiary (wys. x śr.) - 142 x 39 mm

Waga - 720 g

##### Prostnica:

Wymiary (dł. x śr.) - 142 x 22 mm

Tuleja zaciskowa - 1,6 mm

Waga - 104 g

Prędkość max. - 300.000 obr/min

Ciśnienie robocze: 3 - 5 bar

Zużycie powietrza: 40 l/min