

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 20:53

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/membrana-b-sf-p-866.html>

## Membrana B-SF

Cena **24,90 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **CRA121**



### Opis produktu

Do zastosowania w płytkach do rozrabiania ceramiki.

Membrana wykonana ze specjalnej folii, która pozwala na wnikanie wilgoci do porcelany ale jednocześnie przeciwdziała przenikaniu barwników z porcelany do płytki. W efekcie nawet kilkudniowe pozostawienie rozrobionego materiału na płytce nie zmienia jego właściwości i umożliwia kontynuację pracy.

Średnica 100 mm.