

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:17

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mestra-500-w-polerka-protetyczna-p-98.html>

MESTRA 500 W - polerka protetyczna



Cena **3 300,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **OBU095**

Producent **MESTRA**

Opis produktu

Polerka dwubiegowa posiada wyjątkowo wysoki moment obrotowy, który umożliwia bezproblemową pracę ze szczotkami o dużej średnicy. Bezszcotkowy silnik polerki wyposażono w specjalne łożyska odporne na wilgoć. Urządzenie posiada wymagany przez normy bezpieczeństwa Unii Europejskiej elektromagnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa. Polerka dostarczana jest z dwoma końcówkami stożkowymi.

Parametry techniczne:

- napięcie zasilania: 230V/50Vz
- obroty - 1500 / 3000 obr/min
- moc - 500 W
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 215 x 320 x 220 mm
- wymiary z końcówkami (wys.x szer.x gł.) - 215 x 460 x 220 mm
- waga - 8,5 kg