

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/micronx-bltk-mikrosilnik-protetyczny-p-1223.html>

## MICRONX BL&TK - mikrosilnik protetyczny



Cena **2 490,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **OBU123**

Producent **MICRO-NX**

### Opis produktu

Mikrosilnik protetyczny bezszczotkowy ze sterownikiem kolanowym, prostnicą oraz z dodatkowym pedałem nożnym .

#### Funkcje:

- automatyczna regulacja obrotów
- tempomat
- ochrona przed przegrzaniem
- wysoka moc przy niskich obrotach
- autodiagnoza i informacja o problemach

#### Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

#### Parametry techniczne:

##### Sterownik BL-T&K :

- napięcie zasilania: 230V 50/60Hz
- napięcie wyjściowe: max. 30 V
- waga: 2,9 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 240 x 83 x 290 mm

##### Prostnica BL 800C:

- moc: 200W
- obroty: 0 - 50.000 obr/min
- moment obrotowy: 7,0 Ncm
- waga: 190 g
- wymiary (śr. x dł.): 25 x 158 mm
- zacisk: Ø 2,35 mm

