
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mikropalnik-mp02-p-388.html>

MIKROPALNIK MP02



Cena	125,00 zł
------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	MDA367
------------------	---------------

Opis produktu

Uniwersalny palnik do precyzyjnego ogrzewania, podgrzewania i suszenia.

Posiada regulację płomienia. Wykonany z profilowanej stali z zaworem do wielokrotnego napełniania gazem do zapalniczek.

Jest interesującą propozycją do stanowisk sporadycznie wykorzystujących podgrzewanie płomieniem.

Nie brudzi wosku i nie kopci dlatego wskazany jest jako następca palników spirytusowych w gabinetach stomatologicznych i szkołach.