
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 12:17

Link do produktu: <https://www.sklep.rokudent.com/millo-p-539.html>



MILLO

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	GPU495
------------------	---------------

Producent	RENFERT
-----------	----------------

Opis produktu

Do profesjonalnego wykonywania precyzyjnych, równomiernych i czystych łuków zębowych.

Zalety:

- łatwo zdejmowany stół roboczy
- frez węglkowy nieścierający się stożkowy 6°;
- możliwe podłączenie odciągu z automatycznym włączaniem;
- silnik nie wymagający konserwacji, o dużej mocy i cichej pracy;
- wysoka stateczność dzięki antypoślizgowym nóżkom.