

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 21:00

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mm-cte-stains-2-5-g-p-886.html>

## MM CTE STAINS (2,5 g)



Cena	<b>89,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CRM430</b>
Producent	<b>SCHOTTLANDER</b>

### Opis produktu

MatchMaker Zr została stworzona specjalnie do nakładania na struktury mostów i czapeczki koron z tlenku cyrkonu. Współczynnik rozszerzalności cieplnej, odcienie i przezierność światła zostały dokładnie opracowane, tak by uzyskać znakomite rezultaty. Dentyna wypalana jest w temperaturze 810 °C. Ceramika umożliwia uzyskanie znakomych efektów estetycznych w całym asortymencie odcieni od A1 do D4.

Kompletny zestaw ceramiki do napalania na konstrukcje wykonane z tlenku cyrkonii w dowolnym systemie CAD/CAM obecnym na rynku. Doskonale parametry optyczne oraz utrzymanie z konstrukcją podbudowy gwarantuje satysfakcję dla najbardziej wymagających techników. Kompaktowa budowa systemu, uproszczony schemat nakładania czynią to doskonałą propozycją dla wszystkich wykonujących prace na tlenku cyrkonii.

Fluorescencyjne kolory zarówno do powierzchni, jak i wewnętrznego zastosowania oraz do prostego modyfikowania standardowych odcieni. Nie używać z Matchmaker MC, LF i PRESS.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** 1 White , 2 Yellow , 3 Peach , 4 Orange Brown , 5 Dark Brown , 6 Pink , 7 Blue , 8 Grey , A , B , C , D