

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mm-mc-opaker-w-pascie-3-2-g-p-390.html>

## MM MC OPAKER w paście (3,2 g)



Cena	<b>105,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CRM368</b>
Producent	<b>SCHOTTLANDER</b>

### Opis produktu

#### Match Maker MC

- System ceramiki metalowej najnowszej generacji. Dzięki szerokiemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej umożliwia napalenie na dowolne stopy
- Doskonała reprodukcja kolorów i w każdych warunkach preparacji
- Stabilność nawet po wielokrotnym wypalaniu
- Szybka i efektywna metoda pracy dzięki unikalnie zabarwionym materiałom T-Dentin.
- Rozbudowany system mistrzowski dla najbardziej wymagających ceramistów
- Prosty i czytelny system barw wysokiej ścieralności powierzchni w połączeniu z ceramiką Match Maker LF.

Materiał jest gotowy do natychmiastowego użycia, nieprzezroczysty, dostarczany w wygodnej strzykawce.

Bez mieszania, bez zmiany konsystencji do końca zużycia.

Opaker w paście ma większą przyczepność i mniejszy skurcz po wypalaniu, więc tradycyjne czarne obrzeże wokół krawędzi radzenia jest eliminowane.

Opaker w paście jest odpowiedni do stosowania w większości systemów porcelanowych, dzięki czemu można zaoszczędzić do 40% czasu potrzebnego na stosowanie w porównaniu z tradycyjnymi opakerami.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** A1 , A2 , A3 , A3,5 , A4 , B1 , B2 , B3 , B4 , BLOSOOM , C1 , C2 , C3 , C4 , CAMEL , COFEE , D2 , D3 , D4 , HAO/HBO , LILAC