

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mm-zr-colour-translucents-15-g-p-876.html>



MM ZR COLOUR TRANSLUCENTS (15 g)

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRM427
Producent	SCHOTTLANDER

Opis produktu

MatchMaker Zr została stworzona specjalnie do nakładania na struktury mostów i czapeczki koron z tlenku cyrkonu. Współczynnik rozszerzalności cieplnej, odcienie i przezierność światła zostały dokładnie opracowane, tak by uzyskać znakomite rezultaty. Dentyna wypalana jest w temperaturze 810 °C. Ceramika umożliwia uzyskanie znakomych efektów estetycznych w całym asortymencie odcieni od A1 do D4.

Kompletny zestaw ceramiki do napalania na konstrukcje wykonane z tlenku cyrkonii w dowolnym systemie CAD/CAM obecnym na rynku. Doskonale parametry optyczne oraz utrzymanie z konstrukcją podbudowy gwarantuje satysfakcję dla najbardziej wymagających techników. Kompaktowa budowa systemu, uproszczony schemat nakładania czynią to doskonałą propozycją dla wszystkich wykonujących prace na tlenku cyrkonii.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: CT1 Blue , CT2 White , CT3 Red , CT4 Yellow , CT5 Orange , CT7 Grey