

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 20:59

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mm-zr-dentines-15-g-p-440.html>



## MM ZR DENTINES (15 g)

Cena	<b>99,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CRM415</b>
Producent	<b>SCHOTTLANDER</b>

### Opis produktu

MatchMaker Zr została stworzona specjalnie do nakładania na struktury mostów i czapeczki koron z tlenku cyrkonu. Współczynnik rozszerzalności cieplnej, odcienie i przezierność światła zostały dokładnie opracowane, tak by uzyskać znakomite rezultaty. Dentyne wypalana jest w temperaturze 810 °C. Ceramika umożliwia uzyskanie znakomych efektów estetycznych w całym asortymencie odcieni od A1 do D4.

Kompletny zestaw ceramiki do napalania na konstrukcje wykonane z tlenku cyrkonii w dowolnym systemie CAD/CAM obecnym na rynku. Doskonale parametry optyczne oraz utrzymanie z konstrukcją podbudowy gwarantuje satysfakcję dla najbardziej wymagających techników. Kompaktowa budowa systemu, uproszczony schemat nakładania czynią to doskonałą propozycją dla wszystkich wykonujących prace na tlenku cyrkonii. onii.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** A1 , A2 , A3 , A3,5 , A4 , B1 , B2 , B3 , B4 , C1 , C2 , C3 , C4 , D2 , D3 , D4 , HAO , HBO , HBOO