

Dane aktualne na dzień: 05-10-2022 08:07

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mm-zr-glaze-powder-10-g-p-445.html>



## MM ZR GLAZE POWDER (10 g)

Cena	<b>96,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CRM420</b>
Producent	<b>SCHOTTLANDER</b>

### Opis produktu

MatchMaker Zr została stworzona specjalnie do nakładania na struktury mostów i czapeczki koron z tlenku cyrkonu. Współczynnik rozszerzalności cieplnej, odcienie i przezierność światła zostały dokładnie opracowane, tak by uzyskać znakomite rezultaty. Dentyna wypalana jest w temperaturze 810 °C. Ceramika umożliwia uzyskanie znakomych efektów estetycznych w całym asortymencie odcieni od A1 do D4.

Kompletny zestaw ceramiki do napalania na konstrukcje wykonane z tlenku cyrkonii w dowolnym systemie CAD/CAM obecnym na rynku. Doskonałe parametry optyczne oraz utrzymanie z konstrukcją podbudowy gwarantuje satysfakcję dla najbardziej wymagających techników. Kompaktowa budowa systemu, uproszczony schemat nakładania czynią to doskonałą propozycją dla wszystkich wykonujących prace na tlenku cyrkonii.