

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 14:06

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mm-zr-opacious-dentines-15-g-outlet-p-1146.html>



MM ZR OPACIOUS DENTINES (15 g) - outlet

Cena	50,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OUT024
Producent	SCHOTTLANDER

Opis produktu

MatchMaker Zr została stworzona specjalnie do nakładania na struktury mostów i czapeczki koron z tlenku cyrkonu. Współczynnik rozszerzalności cieplnej, odcienie i przezierność światła zostały dokładnie opracowane, tak by uzyskać znakomite rezultaty. Dentyna wypalana jest w temperaturze 810 °C. Ceramika umożliwia uzyskanie znakomitych efektów estetycznych w całym asortymencie odcieni od A1 do D4. Kompletny zestaw ceramiki do napalania na konstrukcje wykonane z tlenku cyrkonii w dowolnym systemie CAD/CAM obecnym na rynku. Doskonale parametry optyczne oraz utrzymanie z konstrukcją podbudowy gwarantuje satysfakcję dla najbardziej wymagających techników. Kompaktowa budowa systemu, uproszczony schemat nakładania czynią to doskonałą propozycją dla wszystkich wykonujących prace na tlenku cyrkonii.

UWAGA:

- produkt po terminie objętym gwarancją producenta,
- produkt w pełni wartościowy pod względem jakości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: SD1 Buttermilk , SD4 Sand