

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mm-zr-opacious-dentines-15-g-p-444.html>



## MM ZR OPACIOUS DENTINES (15 g)

Cena	<b>99,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CRM419</b>
Producent	<b>SCHOTTLANDER</b>

### Opis produktu

MatchMaker Zr została stworzona specjalnie do nakładania na struktury mostów i czapeczki koron z tlenku cyrkonu. Współczynnik rozszerzalności cieplnej, odcienie i przezierność światła zostały dokładnie opracowane, tak by uzyskać znakomite rezultaty. Dentyna wypalana jest w temperaturze 810 °C. Ceramika umożliwia uzyskanie znakomych efektów estetycznych w całym asortymencie odcieni od A1 do D4.

Kompletny zestaw ceramiki do napalania na konstrukcje wykonane z tlenku cyrkonii w dowolnym systemie CAD/CAM obecnym na rynku. Doskonale parametry optyczne oraz utrzymanie z konstrukcją podbudowy gwarantuje satysfakcję dla najbardziej wymagających techników. Kompaktowa budowa systemu, uproszczony schemat nakładania czynią to doskonałą propozycją dla wszystkich wykonujących prace na tlenku cyrkonii.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** SD1 Buttermilk , SD2 Ivory , SD3 Honey , SD4 Sand , SD5 Buff