

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 01:48

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mm-zr-shoulders-15-g-p-443.html>



MM ZR SHOULDERS (15 g)

Cena	96,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRM418
Producent	SCHOTTLANDER

Opis produktu

MatchMaker Zr została stworzona specjalnie do nakładania na struktury mostów i czapeczki koron z tlenku cyrkonu. Współczynnik rozszerzalności cieplnej, odcienie i przezierność światła zostały dokładnie opracowane, tak by uzyskać znakomite rezultaty. Dentyna wypalana jest w temperaturze 810 °C. Ceramika umożliwia uzyskanie znakomych efektów estetycznych w całym asortymencie odcieni od A1 do D4.

Kompletny zestaw ceramiki do napalania na konstrukcje wykonane z tlenku cyrkonii w dowolnym systemie CAD/CAM obecnym na rynku. Doskonale parametry optyczne oraz utrzymanie z konstrukcją podbudowy gwarantuje satysfakcję dla najbardziej wymagających techników. Kompaktowa budowa systemu, uproszczony schemat nakładania czynią to doskonałą propozycją dla wszystkich wykonujących prace na tlenku cyrkonii.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: S31 Neutral , S32 , S33 , S34 , S35 Neutral Opaque