

Dane aktualne na dzień: 15-05-2026 20:24

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/motowa-100-p-371.html>



MOTOWA 100

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODU350
------------------	---------------

Producent	BEGO
-----------	-------------

Opis produktu

Do rozrabiania, bez pęcherzy mas osłaniających, gipsów, materiałów na kikuty i silikonów do powielania.

Zalety:

- Wydajność próżni ok. 100 mbar, zapobiega się powstawaniu pęcherzyków powietrza i pęcherzyków wrzenia;
- Sterowanie czasu mieszania z dokładnością sekundową poprzez elektroniczny przełącznik czasowy;
- Podciśnienie można odczytać na manometrze;
- Ustawienie próżni kubka mieszającego za pomocą próżni na sprzęgle mieszańca, oszczędza uciążliwe przytwierdzenie w mechanicznych urządzeniach mocujących;
- Geometria szpatułki i pojemnika do mieszania są osobno dopasowane do przetwarzania mas osłaniających i silikonu do powielania.