

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 06:28

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/motowa-100-p-371.html>



## MOTOWA 100

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

Numer katalogowy	<b>ODU350</b>
------------------	---------------

Producent	<b>BEGO</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Do rozrabiania, bez pęcherzy mas osłaniających, gipsów, materiałów na kikuty i silikonów do powielania.

#### Zalety:

- Wydajność próżni ok. 100 mbar, zapobiega się powstawaniu pęcherzyków powietrza i pęcherzyków wrzenia;
- Sterowanie czasu mieszania z dokładnością sekundową poprzez elektroniczny przełącznik czasowy;
- Podciśnienie można odczytać na manometrze;
- Ustawienie próżni kubka mieszającego za pomocą próżni na sprzęgle mieszańca, oszczędza uciążliwe przytwierdzenie w mechanicznych urządzeniach mocujących;
- Geometria szpatułki i pojemnika do mieszania są osobno dopasowane do przetwarzania mas osłaniających i silikonu do powielania.