

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mt-plus-p-545.html>



## MT PLUS

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>GPU500</b>
Producent	<b>RENFERT</b>

### Opis produktu

Obcinarka do modeli gipsowych na mokro i sucho.

#### Zalety:

- przełącznik ochronny zatrzymuje silnik i zamyka dopływ wody podczas otwieraniu drzwiczek frontowych;
- bezstopnowo przestawiany stół na modele za pomocą laserowych linii kątowych;
- innowacyjna, tłumiąca hałasy i odporna obudowa z poliuretanu;
- odprężona praca dzięki ergonomicznej konstrukcji;
- indywidualnie dozowana ilość wody dla optymalnego oczyszczenia;
- do wyboru 3 różne typy tarcz szlifierskich dla indywidualnych wymagań.

#### Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230 V/50 Hz,
- moc: 1300 W,
- obroty: 2900 1/min,
- zużycie wody: do 9 l/min,
- ciśnienie wody na wejściu: 1 - 5 bar,
- wąż odpływu wody: Ø 36 mm,
- ciśnienie akustyczne na biegu jałowym: 74 dB,
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 298 x 318 x 412 mm
- waga: 12,7 kg.