

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 01:16

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mt2-p-542.html>



## MT2

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>8 231,50 zł</b> |
|------|--------------------|

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | <b>GPU497</b> |
|------------------|---------------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Producent | <b>RENFERT</b> |
|-----------|----------------|

### Opis produktu

#### Zalety:

- cicho pracuje, odporny na przeciążenia silnik elektryczny;
- elektroniczne szybkie zatrzymanie przez system Disc-Stop;
- wyłącznik ochronny przerywa dopływ prądu i wody przy otwieraniu drzwi frontowych;
- dokładne nastawianie 90°- przez indywidualną precyzyjną regulację (wymiana stołu bez narzędzi), laserowo wygrawerowane linie kątowe na stole 90°;
- zdejmowana rura natryskowa dla skutecznego płukania;
- indywidualne nastawianie wody;
- nierdzewna obudowa ze stali szlachetnej i odlewu aluminiowego;
- wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie bardzo gładkie z warstwą ochronną;

#### Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230 V/50 Hz,
- moc: 1630 W,
- obroty: 2900 1/min,
- zużycie wody: do 1/min,
- ciśnienie wody na wejściu: 1 - 5 bar,
- wąż odpływu wody: Ø 36 mm,
- ciśnienie akustyczne na biegu jałowym: 74 dB,
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 298 x 318 x 412 mm
- waga: 26,5 kg.

#### **UWAGA:**

- dostawa bez tarczy do obcinarki.