

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/mt2-p-542.html>



MT2

Cena	8 231,50 zł
------	--------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	GPU497
------------------	---------------

Producent	RENFERT
-----------	----------------

Opis produktu

Zalety:

- cicho pracuje, odporny na przeciążenia silnik elektryczny;
- elektroniczne szybkie zatrzymanie przez system Disc-Stop;
- wyłącznik ochronny przerywa dopływ prądu i wody przy otwieraniu drzwi frontowych;
- dokładne nastawianie 90°- przez indywidualną precyzyjną regulację (wymiana stołu bez narzędzi), laserowo wygrawerowane linie kątowe na stole 90°;
- zdejmowana rura natryskowa dla skutecznego płukania;
- indywidualne nastawianie wody;
- nierdzewna obudowa ze stali szlachetnej i odlewu aluminiowego;
- wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie bardzo gładkie z warstwą ochronną;

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 230 V/50 Hz,
- moc: 1630 W,
- obroty: 2900 1/min,
- zużycie wody: do 1/min,
- ciśnienie wody na wejściu: 1 - 5 bar,
- wąż odpływu wody: Ø 36 mm,
- ciśnienie akustyczne na biegu jałowym: 74 dB,
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 298 x 318 x 412 mm
- waga: 26,5 kg.

UWAGA:

- dostawa bez tarczy do obcinarki.