

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/multi-600-duo-mikrosilnik-protetyczny-p-792.html>



## MULTI 600 DUO - mikrosilnik protetyczny

Cena	<b>3 300,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>OBU103</b>
Producent	<b>SAEYANG MICROTECH</b>

### Opis produktu

Mikrosilnik dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują od mikrosilnika maksimum uniwersalności. Dzięki technologii bezszczotkowej charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym oraz dużą prędkością przy niskim poziomie wibracji i hałasu.

Zastosowanie nowoczesnej technologii oraz specjalnych uszczelnień łożysk zapewnia wysoką trwałość i żywotność silnika. Zapewnia komfort pracy z najtwardszymi materiałami.

Zaletą silnika jest lekka, niewielka rączka, która nie obciąża dłoni podczas długiej pracy.

Przystosowany do pracy ciągłej bez przegrzewania.

Niski poziom wibracji i hałasu.

Mikroprocesorowy regulator z wyświetlaczem.

System TWIST-LOCK - wymiana frezu jednym ruchem.

Pyłoszczelna i ergonomiczna obudowa rączki.

Wybór kierunku obrotów prawe/lewe.

Sterowanie kolanem lub nożne.

#### Funkcje:

- automatyczna regulacja obrotów,
- ochrona przed przegrzaniem,
- wysoka moc przy niskich obrotach,
- autodiagnoza i informacja o problemach

#### Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

#### Parametry techniczne:

##### Sterownik SDE-S60/L60D:

- napięcie zasilania: 230V 50/60Hz
- waga: 3,0 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 237 x 122 x 268 mm

##### Prostnica SDE-BM50M:

- napięcie zasilania: 30V, 0,5A
- moc: 230W

- 
- obroty: 1.000 - 50.000 obr/min
  - moment obrotowy: 7,9 Ncm
  - waga: 230 g
  - wymiary (śr. x dł.): 27x160mm

**Możliwość podłączenia drugiej prostnicy szczotkowej, np. SDE-SH37LN (nie wchodzi w zakres dostawy).**

**UWAGA:**

Ze względu na wysoką jakość i związaną z tym popularność silników MARATHON, produkty te są podrabiane w krajach azjatyckich. Firma ROKO - oficjalny importer produktów SAEYANG MARATHON z Korei Płd. ostrzega potencjalnych klientów przed zakupem silników MARATHON z nieoficjalnych źródeł. Tylko oryginalne produkty gwarantują wysoką jakość pracy i trwałość urządzenia. Firmy ROKO i SAEYANG nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane podróbkami sprzedawanymi pod marką MARATHON.