

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/multi-600-duo-mikrosilnik-protetyczny-p-792.html>



MULTI 600 DUO - mikrosilnik protetyczny

Cena	3 300,00 zł
Numer katalogowy	OBU103
Producent	SAEYANG MICROTECH

Opis produktu

Mikrosilnik dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują od mikrosilnika maksimum uniwersalności. Dzięki technologii bezszczotkowej charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym oraz dużą prędkością przy niskim poziomie wibracji i hałasu.

Zastosowanie nowoczesnej technologii oraz specjalnych uszczelnień łożysk zapewnia wysoką trwałość i żywotność silnika. Zapewnia komfort pracy z najtwardszymi materiałami.

Zaletą silnika jest lekka, niewielka rączka, która nie obciąża dłoni podczas długiej pracy.

Przystosowany do pracy ciągłej bez przegrzewania.

Niski poziom wibracji i hałasu.

Mikroprocesorowy regulator z wyświetlaczem.

System TWIST-LOCK - wymiana frezu jednym ruchem.

Pyłoszczelna i ergonomiczna obudowa rączki.

Wybór kierunku obrotów prawe/lewe.

Sterowanie kolanem lub nożne.

Funkcje:

- automatyczna regulacja obrotów,
- ochrona przed przegrzaniem,
- wysoka moc przy niskich obrotach,
- autodiagnoza i informacja o problemach

Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

Parametry techniczne:

Sterownik SDE-S60/L60D:

- napięcie zasilania: 230V 50/60Hz
- waga: 3,0 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 237 x 122 x 268 mm

Prostnica SDE-BM50M:

- napięcie zasilania: 30V, 0,5A
- moc: 230W

-
- obroty: 1.000 - 50.000 obr/min
 - moment obrotowy: 7,9 Ncm
 - waga: 230 g
 - wymiary (śr. x dł.): 27x160mm

Możliwość podłączenia drugiej prostnicy szczotkowej, np. SDE-SH37LN (nie wchodzi w zakres dostawy).

UWAGA:

Ze względu na wysoką jakość i związaną z tym popularność silników MARATHON, produkty te są podrabiane w krajach azjatyckich. Firma ROKO - oficjalny importer produktów SAEYANG MARATHON z Korei Płd. ostrzega potencjalnych klientów przed zakupem silników MARATHON z nieoficjalnych źródeł. Tylko oryginalne produkty gwarantują wysoką jakość pracy i trwałość urządzenia. Firmy ROKO i SAEYANG nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane podróbkami sprzedawanymi pod marką MARATHON.