

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/multi-600-mikrosilnik-protetyczny-p-85.html>



MULTI 600 - mikrosilnik protetyczny

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena | 2 990,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | OBU082 |
| Producent | SAEYANG MICROTECH |

Opis produktu

Mikrosilnik dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują od mikrosilnika maksimum uniwersalności. Dzięki technologii bezszczotkowej charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym oraz dużą prędkością przy niskim poziomie wibracji i hałasu.

Zastosowanie nowoczesnej technologii oraz specjalnych uszczelnień łożysk zapewnia wysoką trwałość i żywotność silnika. Zapewnia komfort pracy z najtwardszymi materiałami

Zaletą silnika jest lekka, niewielka rączka, która nie obciąża dłoni podczas długiej pracy.

Przystosowany do pracy ciągłej bez przegrzewania
Niski poziom wibracji i hałasu.
Mikroprocesorowy regulator z wyświetlaczem
System TWIST-LOCK - wymiana frezu jednym ruchem
Pyłoszczelna i ergonomiczna obudowa rączki
Wybór kierunku obrotów prawe/lewe
Sterowanie kolanem lub nożne

Funkcje:

- automatyczna regulacja obrotów
- ochrona przed przegrzaniem
- wysoka moc przy niskich obrotach
- autodiagnoza i informacja o problemach

Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

Parametry techniczne:

Sterownik SDE-S60/L60:

- napięcie zasilania - 230V 50/60Hz
- waga - 2,9 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.) - 228 x 122 x 268 mm

Prostnica SDE-BH60S:

- napięcie zasilania: 30V, 0,5A
- moc: 230W
- obroty: 1.000 - 50.000 obr/min
- moment obrotowy: 7,9 Ncm
- waga: 230 g
- wymiary (śr. x dł.): 27x 160mm

UWAGA:

Ze względu na wysoką jakość i związaną z tym popularność silników MARATHON, produkty te są podrabiane w krajach azjatyckich. Firma ROKO - oficjalny importer produktów SAEYANG MARATHON z Korei Płd. ostrzega potencjalnych klientów przed zakupem silników MARATHON z nieoficjalnych źródeł. Tylko oryginalne produkty gwarantują wysoką jakość pracy i trwałość urządzenia. Firmy ROKO i SAEYANG nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane podróbkami sprzedawanymi pod marką MARATHON.