

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/multistone-3-kg-gips-dentystyczny-iv-kl-p-657.html>

MULTISTONE (3 kg) - gips dentystyczny IV kl.



Cena	51,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM220
Producent	ROKO Sp. z o.o.

Opis produktu

Gips MULTISTONE jest przeznaczony do wykonywania modeli roboczych w technologii wtrysku tworzyw termoplastycznych poliamidowych (np. DENTIFLEX), akrylopolimerowych (np. VITAPLEX, POLYGLASS) oraz żywic termoplastycznych (np. ACRON).
Charakteryzuje się bardzo dobrym odwzorowaniem detali, gładką powierzchnią, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, bardzo dobrą stabilnością wymiarów, minimalną rozszerzalnością liniową oraz wysoką płynnością.