


Dane aktualne na dzień: 12-07-2026 23:30

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/noga-elite-p-1100.html>



NOGA ELITE

Cena	869,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DEA001
Producent	RHODE

Opis produktu

Sterylizatory RHODE ELITE standardowo dostarczane są w wersji wiszącej.

Noga ELITE umożliwia ustawienie lampy w pozycji pionowej, a miękkie kółka ułatwiają jej przesuwanie po podłodze. Wykonanie z frezowanego numerycznie aluminium pokrytego lakierem PEARL GRAY.