

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/nsk-ultimate-xl-kt-mikrosilnik-protetyczny-p-1268.html>



## NSK ULTIMATE XL- KT - mikrosilnik protetyczny

Cena **5 490,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **OBU128**

### Opis produktu

Profesjonalny mikrosilnik bezszczotkowy stworzony z myślą o specjalistach zajmujących się protetyką, którzy preferują kolanowe sterowanie prostnicą.

Dzięki ergonomicznej prostnicy praca jest wyjątkowo łatwa, precyzyjna oraz niezawodna.

#### Funkcje:

- automatyczna regulacja obrotów
- ochrona przed przegrzaniem
- wysoka moc przy niskich obrotach
- autodiagnoza i informacja o problemach

#### Przeznaczenie:

- technika dentystyczna, stomatologia
- kosmetyka - bez ograniczeń

#### Parametry techniczne:

##### Sterownik:

- napięcie zasilania: 230V 50/60Hz
- napięcie wyjściowe: max. 30 V
- waga: 3,0 kg
- wymiary (wys. x szer. x gł.): 230 x 98 x 270 mm

##### Prostnica UM50T:

- moc: 250 W
- obroty: 1.000 - 50.000 obr/min
- moment obrotowy: 8,7 Ncm
- waga: 230 g
- wymiary (śr. x dł.): 29 x 164 mm
- zacisk: Ø 2,35 mm

