

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/optima-6-lampa-protetyczna-p-1193.html>

OPTIMA 6 - lampa protetyczna



Cena	680,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBU115

Opis produktu

Lampa laboratoryjna wyposażona w wygodny wisięgnik pantografowy z dodatkowym przegubem ułatwiającym optymalne ustawienie świetlówki względem miejsca pracy.

- System pantografu, utrzymujący klosz w pozycji pionowej z regulacją siły pracy ramion
- Raster rozpraszający światło i chroniący użytkownika przed oślepieniem
- Elektroniczna stabilizacja drgań światła, zabezpieczająca przed zmęczeniem oczu
- Kolor światła zimny biały

Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania - 230V/50Hz
- Moc - 2 x 14 W
- Moc światła - 900 lm
- Temperatura barwowa - 6500 K
- Współczynnik oddawania barw Ra \geq 80
- Długość ramienia - 1050 mm
- Wymiary klosza (wys. x szer. x gł.) - 55 x 600 x 110 mm
- Waga - 3,5 kg