

Dane aktualne na dzień: 09-05-2025 19:20

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/paraflex-p-488.html>



PARAFLEX

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	ODU448
------------------	---------------

Producent	BEGO
-----------	-------------

Opis produktu

Paraflex , spełnia wszystkie wymagania protetyczne stawiane klamografom począwszy od analizy modeli poprzez pomiary klamer, określenie kierunku wsuwania, blokowania podcieni. Możliwe jest również bezproblemowe założenie zasuw i elementów pomocniczych.

Zalety:

- Łożyska precyzyjne na wszystkich przegubach;
- Dwa przeguby poziome (ramię z podwójnym przegubem);
- Powierzchnia robocza dwukrotnie regulowana w pionie;
- Masywna płyta cokołu na 360°- stabilna;
- Zdejmowany precyzyjny stół do modeli z pewnym blokowaniem modeli;
- Stół do modeli i uchwyt narzędzi obracają się w zakresie 360°;
- Płyta mocująca do modeli wychylna z blokowaniem 0°.