

Dane aktualne na dzień: 23-06-2025 22:00

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/pierscien-silikonowy-100-system-emax-komplet-p-106.html>



PIERŚCIEŃ SILIKONOWY 100 system emax komplet

Cena	202,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRA122
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

Pierścień silikonowy z dekielkiem górnym i podstawką.
Do tabletek z dwukrzemianu litu e.max PRESS.
Do masy osłaniającej o pojemności 100 g.