

Dane aktualne na dzień: 03-07-2026 06:13

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/pilot-do-sterowania-p-1104.html>

## PILOT DO STEROWANIA



Cena	<b>185,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DEA005</b>
Producent	<b>RHODE</b>

### Opis produktu

Sterylizatory RHODE standardowo dostarczane są w wersji wiszącej.

**Pilot** umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie sterylizatora oraz niezależne sterowanie lampami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi.

Parametry techniczne:

- zasilanie - bateria 23A, 12V
- zakres zasilania - 50~230V
- ilość kanałów - 2
- zasięg - ok. 30m
- wymiary pilota (LxBxH) - 110x43x15mm
- uchwyt ścienny - TAK