

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/pinarka-silfradent-drill-fg900-p-725.html>



PINARKA SILFRADENT DRILL FG900

Cena **2 828,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **GPU128**

Producent **SILFRADENT**

Opis produktu

Pinarka z laserowym systemem punktowym.

Charakterystyka:

- Doskonała widoczność wybranego punktu dzięki laserowemu wskaźnikowi
- Umożliwia wiercenie z wolnej ręki wszystkich modeli gipsowych, z żywicy i plexiglasu
- Głębokość otworu regulowana przy pomocy nakrętki
- Mikrometryczna regulacja głębokości wiercenia
- Urządzenie wyposażone w specjalne wrzeciono, które może zostać dostosowane do różnych średnic niestandardowych wiertel (2,8 mm i 3,2mm)
- Kompatybilna ze wszystkimi systemami modelowymi
- Wolframowe wiertło stożkowe o średnicy od 2 do 3 mm

Dane techniczne:

- Moc: 80 W

-
- Prędkość: 2 800 obr./min.
 - Zasilanie: 230 V - 50/60 Hz
 - Wymiary (szer. x gł. x wys.) - 15,5 x 16,5 x 37cm
 - Waga: 6,7 kg