

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/plastvac-p7-mestra-formierz-prozniowy-p-485.html>

PLASTVAC P7 Mestra - formierz próżniowy



Cena **1 807,90 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **TFU446**

Producent **BIO ART**

Opis produktu

PLASTVAC P7 jest urządzeniem przeznaczonym do podciśnieniowego formowania:

- ochraniaczy łuków zębowych i ust dla sportowców
- matryc dla żywic kompozytowych
- mostów czasowych i prowizorycznych
- osłon i pozycjonatorów przy stosowaniu bracket
- szyn do wybielania zębów
- szyn stosowanych w profilaktyce bruksizmu
- szyn relaksacyjnych
- elementów systemu "adapta"
- łyżek wyciskowych indywidualnych

Formierz próżniowy dostosowany jest do płytek okrągłych o średnicy 120 do 130 mm oraz kwadratowych o wymiarach 120 x 120 do 130 x 130 mm.

Dane techniczne:

Zasilanie: 220-230V/50-60HZ

Moc grzałki: 450W

Moc silnika ssącego: 1400W

Wymiary: (wys. x szer. x gł.) - 290 x 180 x 230 mm

Waga: 4,5 kg